

MEDISANA PIKAKUUMEMITTARI FTC FI

Käyttöohje. Luettava huolellisesti!

Onnittelumme ja paljon kiitoksia luottamuksesta!

Olet ostanut MEDISANA laatutuotteen. MEDISANA on yksi maailman johtavista terveystuotteita valmistavista yrityksistä. Jotta onnistuisit kuumemittarin käytössä ja saisit mahdollisimman kauan iloit MEDISANA pikakuumemittari FTC:n käytöstä, suosittelemme, että luet alla olevat käyttöä ja hoitoa koskevat ohjeet huolellisesti.

Ystävällisin terveisin MEDISANA AG



PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkasta ensimmäiseksi, että laite on kunnossa.

Pakkauksesta pitää löytyä:

- MEDISANA pikakuumemittari FTC
- Paristo tyyppiä AG3 tai LR41 (valmiiksi asennettuna)
- Säilytyskotelo
- Käyttöohje

TURVALLISUUSOHJEITA

1. Kuumemittarissa on pieniä osia, jotka pienet lapset saattavat nieleä vahingossa. Älä koskaan jätä kuumemittaria lasten käsiin ilman valvontaa.
2. Kuumemittaria saa käyttää vain kehon lämmön mittaukseen.
3. Laite ei sovellu kaupalliseen käyttöön.
4. Jos kuumemittarin tulee vika, sitä ei saa käyttää eikä sitä saa korjata. Anna laitteen myyjän arvioida vika ja lähetä mittari tarvittaessa MEDISANA-huoltoon.
5. Noudata käyttöä ja säilytystä koskevia ohjeita, jotta MEDISANA pikakuumemittari FTC pysyisi mahdollisimman pitkään toimintakunnossa.

TARKEAA TIEDOJA LÄMMÖNMITTAUKSESTA MEDISANA PIKAKUUMEMITTARILLA FTC

Mitä kuume on?

Kehon normaaliämpö on välillä 36 °C - 37,5 °C. Kehon lämpö vaihtelee normaalisti vuorokaudenajasta ja terveydentilasta riippuen esim. naisten kuukausierynkin mukaan. Jos kehon lämpö nousee kuitenkin yli 38 °C, puhutaan kuumeesta. Jos kuume nousee yli 39 °C ja jatkuu 1 - 2 päivää, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Lämmönmittaus - nopeasti ja virheettömästi!

Kuumesairauteen liittyy yleensä muitakin oireita, kuten väsymys, raajasäryt, vilutus ja horkka. Sairauden kulku on helppo kontrolloida, jos lämpö mitataan 2 - 3 kertaa päivässä noin 4 - 6 tunnin välein. Mittaus on parasta suorittaa aina samasta kehon osasta ja suurin piirtein samaan kellonaikaan, jotta mittaukset olisivat keskenään vertailukelpoisia.

MEDISANA pikakuumemittarilla FTC lämmön mittaus sujuu nopeasti ja yksinkertaisesti. Useimmat virheet, voidaan lähes kokonaan sulkea pois.

Lämpö voidaan mitata seuraavilla tavoilla:

- a) kielen alta (oraalisesti)
- b) kainalosta (aksillaarisesti)
- c) peräaukosta (rektaalisesti)

KÄYTTÖOOTTO

Paristojen poistaminen/asentaminen:

MEDISANA pikakuumemittari FTC on heti käyttövalmis, koska paristo on jo valmiiksi asennettuna. Jos kuitenkin tietyn käyttäjän jälkeen näytön oikealle puolelle ilmestyy " " symboli, on paristo vaihdettava. Irrota paristokotelon kansi ➊ ja vedä paristokotelo noin 18 mm kuumemittarista ulospäin. Irrota paristo pienellä ruuvitalalla ja vaihda se uuteen samantyyppiseen paristoon. Katso, että paristo tulee oikein päin (Plusnapa on näkyvissä). Sulje paristokotelon kansi tavalliseen tapaan.

KAYTTO

Mittaus

Käynnistä laite painamalla käynnistuspainiketta ➋. Kaikki näytön symbolit tulevat näkyviin näytölle 2 sekunnin ajaksi ja samalla kuuluu merkkiäni. Tämän jälkeen viimeksi mitattu arvo näkyy hetken nestekidenäytössä (samalla näytön oikeaan reunan ilmestyy kirjain M.). Jos lämpötila on alle 32 °C, nestekidenäytöllä ➌ näkyy "Lo" ja vilkkuva "°C". Näin MEDISANA pikakuumemittari FTC on mittauksia varten valmis. Aseta sensorikärki ➊ paikalleen oraalista, aksillaarista tai rektaalista mittauksia varten. Kuumemittari aloittaa nyt automaattisesti mittauksen. Mittauksen aikana näkyy näytöllä jatkuvasti nouseva lämpötila. Kun mittaus on valmis, mittari päästää 10 merkkiääntä ja mitattu lämpötila näkyy näytöllä ➌. Jos lämpömittari havaitsee yli 37,7 °C lämpötilan, se päästää kuumehälytyksen, jossa on kymmenen kolmivaiheista piippausta. Kuumemittari sammuu automaattisesti kahdeksan minuuttia kuluttua. Pariston käyttöiän pidentämiseksi kuumemittari kannattaa kuitenkin deaktivoida heti lukemisen jälkeen käynnistyskytkintä painamalla.

Mittaukset eri kehonosissa

MEDISANA kuumemittarilla FTC lämpö voidaan mitata oraalisesti (suusta), aksillaarisesti (kainalosta) tai rektaalisesti (peräaukosta). Mittari on täydellisen vedenpitävä. Noin yhden minuutin kuluttua mittari päästää 10 merkkiääntä ja mittauksen tulos ilmestyy näytöön. Mittari voidaan tällöin poistaa. Varman ja tarkan mittaukset saavutetaan kuumemittarin asettamisessa otettava huomioon seuraavat asiat:

ORAALINEN MITTAUS:

Aseta kuumemittarin sensorikärki ➊ kielen alle ja sulje suu. Hengitä mittauksen aikana nenän kautta virheellisen mittauksen välttämiseksi.

REKTAALINEN MITTAUS:

Potilaat pitävät rektaalista mittauksia epämiellyttävänä, mutta sillä saadaan tarkka tulos. Työnä sensorikärki ➊ varovaisesti noin 3,5 cm peräsuoleen.

MITTAUS KAINALOSTA:

Puhdista kainalo ennen mittauksia. Aseta kuumemittari niin, että mittausosa ➊ on kainalossa. Laske käsivarsi alas ja paina käsivartta kevyesti kehoa vasten mittauksen ajan.

TALLENNUS - TOIMINTO

MEDISANA pikakuumemittarissa FTC on tallennustoiminto, jonka ansiosta voit ottaa edellisen mittauksen tuloksen uudelleen esiin.

kuumemittarin käynnistyspainiketta.

Käynnistä laite painamalla käynnistyspainiketta ➋. Kaikki näytön symbolit tulevat näkyviin näytölle 2 sekunnin ajaksi ja samalla kuuluu merkkiäni.

Tämän jälkeen viimeksi mitattu arvo näkyy hetken nestekidenäytössä (samalla näytön oikeaan reunan ilmestyy kirjain M.).

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

MEDISANA kuumemittari FTC on vedenpitävä ja siksi se on helppo puhdistaa ja desinfioida. Puhdista kuumemittari ennen jokaista mittauksia ja mittauksen jälkeen miedolla alkoholipitoisella puhdistusliuoksella kostutetulla kankaalla. Voit myös laittaa mittarin liikoamaan desinfiointilaineluokseen. Voit tiedustella kuumemittarin myyjältä soveltuvia puhdistusaineita. Hän antaa myös neuvoja aineiden käytöstä.

TEKNISET TIEDOT

Nimi ja malli: pikakuumemittari FTC

Mittausalue: 32,0 °C - 42,0 °C

Asteikko: 0,1 °C

Mittaustarkkuus: ± 0,1 °C

(Poikkeama todellisesta kehon lämpötilasta mittausalueella 35,5 °C - 42 °C) ei yleistettävissä

Kestoikä: noin 2500 mittauksia

Käyttöedellytykset: 10 °C ja 40 °C välillä

Säilytysedellytykset: -10 °C ja + 60 °C välillä

Mitat: 10 mm (K), 128 mm (P), 19 mm (L)

Paino: 9,8 g

Paristot: 1 Mikroparisto 1,5V (tyyppi AG3 tai LR 41)

Tuotenro: 77030

EAN koodi: 40 15588 77030 2

CE 0297

Laite noudattaa suojaluokkaa B

Luekaa käyttöohje

LOT LOT-numero

Laatija

Valmistuspäivämäärä

CE - merkintä viittaa EU - direktiiviin 93/42/EEC. Tuote on kehitetty ja valmistettu noudattamalla seuraavia eurooppalaisia normeja: EN 12470-3 (Lääketieteellinen lämpömittari), EN 980 (Symboli), EN 60601-1 (Lääketieteellisten laitteiden sähköturvallisuus).

Sähkömagneettinen yhteensopivuus:

Laite vastaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden normin EN 60601-1-2 vaatimuksia. Näiden mittauksien yksityiskohtia voit kysyä MEDISANA:n kautta.

Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidämme itsellämme oikeuden teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.

HÄVITTÄMISOHJEITA

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

Jokainen kuluttaja on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset laitteet, sisältäviätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti.

Poista paristot ennen laitteen hävittämistä. Älä heitä käytettyjä paristoja ja akkuja kotitalousjätteisiin, vaan ongelmajätteisiin tai toimita ne alan liikkeeseen olevaan keräyspisteeseen.

Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen suorittamiseksi.

TAKUU

Käännä takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalveluhuollon puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä laitteen mukana kopio ostokuitista.

Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:

1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyksestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvirioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle rakennosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
 - a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim. käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
 - b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jättää ostajan tai asiattoman kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
 - c. Kuljetusvahingot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
 - d. Lisäosat, jotka ovat alittina normaalille kulutukselle (Paristot jne.).
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurauksista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko hyväksytään takuutapaukseksi.

MEDISANA AG, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, SAKSA
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.de